

1551586 - Medlance Plus Extra - 21 G x 2,4 mm - vert - 10 x 200 pcs



Déscription

Medlance® Plus Extra est conçu pour les analyses de sang capillaire nécessitant des échantillons de sang plus importants. C'est également un dispositif parfait pour effectuer des analyses lorsque la peau du patient est plus dure, comme par exemple dans le cas des hommes et des travailleurs physiques. La combinaison d'une aiguille 21G et d'une profondeur de pénétration de 2,4 mm garantit un échantillon de sang correct après une seule piqûre.

Spécifications

Marque	HTL
Avec autopiqueur	Non
Longueur de l'aiguille	2.4 mm
sku	1551586
Catégorie de glucomètre	Systèmes et lancettes
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Taille	21 G x 2,4 mm
Type d'emballage	Boîte
Type de lancette	Lancette de sécurité