

1543116 - Chaise percée/toilette Swift Commode - gris - 1 pc



Déscription

La chaise Swift Commode **Etac** est très confortable et peut être légèrement inclinée vers l'avant pour faciliter le lever. Le seau de toilette a un couvercle hermétique qui se ferme automatiquement lorsque le seau de toilette est retiré. La chaise Swift Commode est livrée en standard avec un rembourrage confortable du siège et du dossier et un seau de toilette.

Trois en un

La chaise d'aisance Swift peut également être utilisée comme chaise de douche et siège de toilette autoportant.

Facile à nettoyer

La Swift Commode a été conçue de manière à être facile à nettoyer : les surfaces lisses et la housse de siège amovible en sont la preuve. Le faible poids et les poignées rendent le Swift facile à manipuler.

Facile à manier

Le Swift Commode est facilement réglable en hauteur et peut être assemblé sans outils. Les pieds peuvent être facilement retirés pour le transport. Le produit est livré dans un emballage plat.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Etac |
| Composition | Polypropylène et aluminium |
| Hauteur réglable | Oui |
| sku | 1543116 |
| Couleur | Gris |
| Forme | Rectangulaire |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |