

1550774 - Linido cadre de douche - 1900 mm - blanc - 1 pc



Déscription

Pour certaines personnes, il est plus confortable d'être lavées et soignées en position allongée. Dans cette position, les soins sont effectués d'une manière différente que dans une position assise. Il est ainsi plus facile pour la personne soignée de l'aider. En outre, la posture de travail de l'aidant est plus favorable d'un point de vue ergonomique.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2403.1901-02
sku	1550774
Catégorie cadres de douche	Cadre de douche
Couleur cadre de douche	Blanc
Longueur cadre de douche	1900 mm
Matériel cadre de douche	Acier revêtu/couche en HT (type nylon)
Type d'emballage	Pièce