

## 1576084 - FOB Rapydtest - 1 x 25 pcs



### Déscription

Le Rapydtest® Apacor FOB est un dispositif immunochimique destiné à la détection qualitative du sang occulte fécal, à utiliser dans les laboratoires ou les cabinets médicaux. Il constitue une aide utile pour détecter les saignements causés par un certain nombre de troubles gastro-intestinaux, par exemple la diverticulite, la colite, les polypes et le cancer colorectal.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Apacor
<b>sku</b>	1576084
<b>Réglementation Européenne</b>	IVD 98/79/EC
<b>Type d'emballage</b>	Set