

**1352366 - Table d'examen BasiX 3 Elite - hauteur variable
electrique - roues - élévateur de roues - revêtement Fresh - Sienna
- 1 pc**



Déscription

Le BasiX 3 Elite de Wesseling, spécialement conçu pour les professionnels de santé soucieux d'offrir les meilleurs soins à leurs patients.

Cette table d'examen innovante est équipée d'un réglage électrique de la hauteur, vous permettant d'adapter facilement la table aux besoins spécifiques de chaque patient. Son revêtement frais et hygiénique garantit un confort optimal lors de chaque consultation, tandis que son design ergonomique et son panneau de commande intuitif facilitent un travail efficace au quotidien.

Grâce à sa construction robuste, cette table assure une stabilité et une sécurité essentielles dans tout cabinet médical. Le BasiX 3 Elite est bien plus qu'un simple mobilier fonctionnel : c'est un atout moderne qui répond aux normes les plus strictes en matière de qualité et d'hygiène.

Optez pour la table d'examen BasiX 3 Elite et améliorez la qualité des soins que vous offrez grâce à cet équipement médical indispensable et moderne !

Spécifications

Marque	Wesseling
Dimensions du produit	L 64 cm, L 200 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Hauteur	45-115 cm
Capacité de levage	225 kg
Temps de réglage de la hauteur	40 s
sku	1352366
Contrôle de hauteur standard	Electrique commande au pied
Couleur	Sienna
Nombre de parties	3-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce