


## 1574785 - support pour sachets de stérilisation - 1 pc



### Déscription

Ce support permet de placer les sachets de stérilisation en position verticale dans l'autoclave. Cela permet d'en insérer un plus grand nombre sans affecter le processus de séchage. À la fin du cycle, les sachets de stérilisation sont toujours parfaitement secs. Dimensions : 275 x 175 mm.

### Spécifications

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Marque</b>           | Mocom   |
| <b>sku</b>              | 1574785 |
| <b>Type d'emballage</b> | Pièce   |