

## 1559306 - FM 90 bain de massage des pieds shiatsu à compression d'air - 1 pc



### Déscription

Laissez vos pieds se détendre après une longue journée avec un massage bien mérité avec le masseur de pieds. Dispose d'un puissant et apaisant massage Shiatsu et pression d'air pour la plante des pieds et les talons, avec une fonction de chaleur qui peut être sélectionnée séparément. Vous avez le choix entre 3 programmes de massage prédéfinis différents, notamment la promotion de la circulation, le massage de la zone réflexe des pieds et le massage par compression d'air avec 3 niveaux d'intensité. La housse amovible est lavable en machine à 30°. Convient aux grands pieds jusqu'à la pointure 46.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 42 cm, H 25 cm, L 36 cm
<b>SKU leverancier</b>	64506
<b>Fonction de chaleur</b>	Oui
<b>Chaleur infrarouge</b>	Non
<b>Programmes de massage</b>	3
<b>Nombre de fonctions</b>	3
<b>Nombre de têtes de massage</b>	0
<b>Puissance</b>	48 W
<b>sku</b>	1559306
<b>Alimentation</b>	Alimentation secteur
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce