

## 1542031 - Huntleigh Sonicaid Team 3A (antepartum) Appareil CTG avec tensiomètre et Spo2



### Déscription

#### Série Sonicaid Team3 de Huntleigh : Moniteur fœtal/maternel

Conçu pour améliorer la qualité des soins obstétricaux, ce nouveau design élégant ne domine pas le chevet du patient, mais continue à fournir une image claire de l'état du fœtus.

La série Sonicaid Team3 est facile et intuitive à utiliser grâce à l'écran tactile à icônes, et la fréquence cardiaque fœtale peut être affichée sous forme de "gros chiffres" et mise à l'échelle automatiquement en fonction des moniteurs de grossesse simple, gémellaire ou triple pour une visibilité optimale.

La NOUVELLE série Team3 est dotée de nombreuses fonctionnalités pour une surveillance fœtale/maternelle rentable, fiable et précise :

L'actogramme Sonicaid automatisé et les mouvements fœtaux détectés par la mère sont également disponibles.

#### Caractéristiques :

- Deux marqueurs de mouvements fœtaux (manuel et automatique).
- Audio de haute qualité pour la détection la plus sensible du cœur fœtal.
- La version la plus récente et la plus puissante de l'analyse CTG de Dawes-Redman de renommée mondiale.

- Fonctionne sur secteur ou sur batterie. Base de données patient intégrée avec mémoire de suivi à capacité de stockage illimitée.
- Système d'alarme fœtale et maternelle configurable par l'utilisateur.

Cette version de l'appareil comprend un compteur de SpO2 et un moniteur de pression artérielle.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Huntleigh
<b>sku</b>	1542031
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce