

1575433 - Micrel seringue MP mlh+ Multi-Seringue



Déscription

Le MP mlh+ Multi Syringe est un pousse-seringue simple et fiable qui utilise des seringues standard de 10 à 50 ml et offre une thérapie par perfusion pour une large gamme d'applications. Il est véritablement ambulatoire, avec une conception robuste, un réglage sans problème et une administration précise en ml/heure avec option bolus.

Un écran d'information clair avec une identification facile des alarmes et une conception à double microprocesseur donnent à l'utilisateur une confiance dans les applications d'administration de médicaments nécessitant une certaine mobilité.

La consommation ultra-faible de la batterie rend la seringue multiple MP mlh+ idéale pour les soins à domicile et les traitements hospitaliers.

Spécifications

Marque	Micrel
sku	1575433
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce