

1553449 - MOTomed Letto 2 - bras & jambes



Déscription

Le MOTomed letto2 est l'appareil idéal pour une mobilisation précoce dans les soins intensifs et la dialyse.

- Les patients peuvent mobiliser de manière précoce leurs jambes ou leurs bras dans un lit médicalisé
- Le patient alité peut s'entraîner assisté, ou pas, par le moteur ou avec sa propre force musculaire en toute sécurité
- Les grandes roues de transport le rendent très mobile
- Le letto2 peut être adapté de façon optimale à chaque lit et aux besoins des patients avec des accessoires comme l'écartement du châssis réglable, le réglage du soulagement des genoux ou le bras pivotant pour le boîtier de commande

Caractéristiques

- Réglage du rayon de pédalage à deux positions (7,0 ou 12,5cm)
- Grande poignée pour pouvoir déplacer et installer facilement
- Châssis avec de grandes roues de transport (avec freins)
- Support de lit pour une bonne stabilité et un entraînement sûr
- Ajustements de la hauteur et de la profondeur du système
- Boîtier pivotant pour feedback et accès patient
- Mouvement doux d'assouplissement
- Protection des mouvements & contrôle des spasmes
- Réglage de la vitesse de 0 à 60 trs/mn (en passif)
- Réglage de la force motrice de 1 à 10
- Préréglage de la durée de thérapie de 0 à 120 minutes
- Test électronique automatique de l'appareil
- Grand boîtier de commande convivial système de codage couleur et gros boutons faciles à sentir
- Choix parmi 27 langues
- Interface sérielle pour la connexion SEF RehaMove

Spécifications

Marque	MOTOmed
sku	1553449
Produits similaires	Non
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce