

1008689 - WelchAllyn ampoule wa 03100 - 3,5v - halogène - 1 pc



Déscription

Heine X-01.88.069 Ophthalmoscope 2.5V Beta 200 Halogène 5.8x33.6mm lampe pour applications médicales.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Compatible avec	Otoscope WelchAllyn - type WA20000 - 3,5V; Porte abaisse-langue WelchAllyn - type WA28100 - 3,5V
sku	1008689
Type d'emballage	Pièce
Utilisation ampoules de remplacement	Abaisse spatules Otoscope
Voltage	3,5 V