

1543625 - Set irrigateur de voyage - 2 L - complète - 1 pc



Déscription

Set de voyage complet pour lavement. Avec tuyau d'intestin de 120 cm, robinet d'arrêt, adaptateur fileté, tuyau de lavement et tuyau de douche femelle, pour un nettoyage en douceur du côlon. Le sac de 2 litres est pliable et donc facile à transporter et à nettoyer.

Spécifications

Composition

Sac et tuyau: polychlorure de vinyle, support: polypropylène, robinet: polyéthylène

Code CNK	CNK 1680-115
sku	1543625
Contenu	2000 ml
Couleur	Bleu
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce