

1572407 - Tork Premium solution hydro-alcoolique - S1 - 6 x 1 l



Déscription

La solution hydro-alcoolique est un désinfectant liquide efficace contenant 80 % d'alcool dénaturé (M/M). Elle est idéale lorsqu'il n'y a pas d'eau à proximité. Elle ne laisse aucun résidu collant, même lors d'un usage fréquent. Elle est inodore et contient des ingrédients hydratants pour protéger les mains. Convient aux distributeurs pour savon liquide, qui sont faciles à utiliser et offrent une bonne hygiène des mains pour tous les utilisateurs.



Spécifications

Marque	Tork
SKU leverancier	420115
Ingrédients	Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol. Ingrédients actifs: Ethanol 80 g/100 g
sku	1572407
Contenu	11
Couleur	Transparent
Forme physique	Savon liquide
Niveau de qualité	Premium
Odeur	Odeur d'alcool
Système	S1 - Système de savon liquide
Type d'emballage	Carton