

1560133 - Sonde d'aspiration CH12 - 48 cm - blanc - (1 dist + 1 lat.) - stérile - 1 x 100 pcs



Déscription

Sonde d'aspiration flexible avec yeux doubles pour libérer l'accès aux voies respiratoires des sécrétions. La sonde est dotée d'un tube lisse sans arêtes vives, transparent et résistant à la corrosion.

Spécifications

Marque	Pennine
Dimensions du produit	L 48 cm
Composition	PVC
Stérile	Oui
sku	1560133
Diamètre sonde	Ch 12
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Paquet