

1574014 - Gobelet Kennedy - transparent - 200 ml - 1 x 10 pcs



Déscription

Ce gobelet est spécialement conçu pour éviter les déversements, le couvercle peut être vissé fermement. Il convient aux boissons froides et chaudes et peut être lavé au lave-vaisselle jusqu'à 80°C.

Spécifications

Couverture	Oui
Anse	Oui
Conforme à la norme HACCP	Oui
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Non
Composition	Plastique dur
sku	1574014
Contenu	200 ml
Couleur	Transparent
Type d'emballage	Pièce