

1543177 - SLK Eco 3 + 4 - matelas avec moteur mécanique - 90 x 200 x 14 cm - 1 pc



Déscription

SLK Eco 3 + 4 est un matelas de remplacement destiné à une utilisation intensive dans les maisons de retraite. Il est destiné aux patients à risque moyen à élevé ou avec la présence d'escarres jusqu'au stade 4. Ce matelas est composé de 17 cellules recouvertes de nylon-polyuréthane avec une housse SLK Care-TextTM pour réduire les forces de cisaillement. La housse est résistante aux désinfectants, imperméable aux liquides et lavable jusqu'à 60°C.

Spécifications

Marque	SLK
sku	1543177
Couleur	Vert
Poids maximal de l'adulte	170 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce