

1542160 - Drape de transfert - avec attache de crochet - bleu - 100 x 100 cm - 1 pc



Déscription

L'utilisation d'un drap coulissant facilite le déplacement des personnes dans le lit. Le poids de la personne est réparti et rend ergonomiquement plus agréable le déplacement ou le repositionnement des personnes alitées par le personnel soignant. Après 10 lavages, l'effet de revêtement et de glissement s'atténuera.

Spécifications

Marque	Fico
Dimensions du produit	L 100 cm, L 100 cm
Composition	Nylon 70 deniers, revêtement silicone PU
sku	1542160
Côté d'ouverture	n/a
Type d'emballage	Pièce