

1542160 - Drape de transfert - avec attache de crochet - vert - 100 x 100 cm - 1 pc



Déscription

Les **draps glissants tunnel Fico** sont spécialement conçus pour faciliter les transferts quotidiens et les repositionnements au lit **de manière plus fluide, sécurisée et confortable** – tant pour l'utilisateur que pour le soignant. Grâce à la **très faible résistance au frottement** des deux côtés du drap, un patient peut être déplacé sans effort, sans charge inutile ni douleur.

Avantages pour les soins et le patient :

Forme tunnel avec double couche glissante

La structure en boucle fermée crée deux couches qui glissent facilement l'une sur l'autre, ce qui **réduit les points de pression** et répartit idéalement le poids du corps.

Réduction de la charge physique

Permet de tourner, déplacer ou repositionner avec un minimum d'effort – une solution ergonomique pour les **infirmiers et le personnel soignant**.

Confort sans souci pour le patient

Le tissu lisse et léger assure des **transferts doux et sans douleur**, idéal pour les patients à mobilité réduite ou à risque d'escarres.

Lavable et durable

Fabriqué en **nylon** solide et léger – résistant à une utilisation intensive dans les environnements de soins professionnels.

Application rapide et facile

Le drap glissant est **simple à mettre en place et à retirer** après le transfert, avec une **languette de suspension pratique** pour un rangement rapide.

Applications :

- Tourner les patients au lit
- Repositionnement en cas de risque d'escarres
- Transferts latéraux vers un lit, une civière ou un brancard de douche
- Déplacements sans frottement ni inconfort
- Travail ergonomique pour les professionnels des soins

Spécifications

Marque	Fico
Composition	Nylon 70 deniers, revêtement silicone PU, 68g/m ²
sku	1542160
Côté d'ouverture	Fermé sur le côté long
Taille	100 x 100 cm
Type d'emballage	Pièce