

1600430 - CB20P chariot à linge pour chariot de transport Essential - 2 roues - 1 pc



Déscription

Iseo CB20P est un porte-sac double en acier inoxydable, pour le tri du linge sale. Les deux couvercles s'ouvrent à l'aide d'une pédale, avec un système exclusif silencieux et amorti. Mouvement sur roulettes sans freins.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 65 cm, H 95 cm
Composition	Acier inoxydable
Normes	AISI304
Profondeur du produit	54 cm
sku	1600430
Nombre de roues	2
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce