

## 1546219 - Linido assise de douche rabbatable - avec dossier - blanc - 1 pc



### Déscription

Assise de douche ergonomique pliant avec dossier en matière synthétique blanc peut être chargé jusqu'à 150 kg, kit de jambes auxiliaires LI2214.201 est recommandé pour un poids d'utilisateur >100 kg, le kit de 'accessoires n'est pas inclus.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2202.2006-02
<b>Composition</b>	Matières synthétique
<b>Accoudoirs</b>	Non
<b>Dossier</b>	Oui
<b>Pliable</b>	Oui
<b>Profondeur du siège</b>	40.5 cm
<b>Largeur du siège</b>	41.5 cm
<b>sku</b>	1546219
<b>Catégorie assise de douche</b>	Assises de douche
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Poids max. de l'utilisateur</b>	150 kg
<b>Type d'emballage</b>	Pièce