

1607317 - QualiBelly Advanced – ceinture abdominale – hauteur 40 cm – XXXL



Déscription

Le **QualiBelly Advanced** est une **ceinture de compression pour chirurgie abdominale** unique et brevetée, conçue pour offrir un confort, une protection et une fonctionnalité inégalés tant aux patients qu'aux professionnels de santé.

Cette **ceinture abdominale tri-bande** innovante favorise une récupération fluide, aide les patients à se lever plus tôt et leur permet de marcher droit sans exercer de tension sur la plaie.

Une bonne stabilisation de la paroi abdominale est cruciale après une opération pour prévenir des complications telles que la déhiscence de la plaie, l'infection et la hernie. En même temps, il est nécessaire de tousser pour éviter l'accumulation de mucus et l'atélectasie après une anesthésie, ce qui provoque cependant un pic de pression intra-abdominale et donc douleur et tensions sur l'incision.

QualiBelly Advanced offre le soutien nécessaire durant cette phase critique de récupération – plus fort que ce que le patient peut faire avec ses mains – et augmente le confort, la sécurité et la mobilité.

Caractéristiques techniques :

- **Design tri-bande** : 3 bandes élastiques superposées avec fermetures velcro indépendantes
- **Méthode de couture exclusive** : Permet des ouvertures entre les bandes pour **les drains, stomies ou appareils**
- **Bandes ouvrables individuellement** : Permet l'inspection de la plaie sans perdre tout le soutien

10 raisons de choisir QualiBelly Advanced :

1. Réduit le risque d'infection

Plus besoin de découper des ouvertures dans le tissu – les appareils et drains sont efficacement enveloppés.

2. Gain de temps pour le personnel soignant

Plus besoin de ciseaux ou lames pour couper le matériau – évite le gaspillage et économise du temps.

3. Moins de douleur lors des soins de la plaie

Une ou deux bandes peuvent être ouvertes tandis que le reste de l'abdomen reste soutenu.

4. Peut être refermé par un seul soignant

Même avec des patients obèses – pas besoin de personnel supplémentaire.

5. Compression ajustable individuellement

Haut, milieu et bas de l'abdomen réglables séparément pour un confort maximal.

6. Transformable en système à deux bandes

La bande supérieure peut être repliée vers le bas en position assise ou au repos – confort dorsal supplémentaire.

7. Support universel optionnel pour drains ou lignes

Plus besoin de ruban adhésif ou épingles de sûreté – favorise la mobilité.

8. Fermeture interne renforcée avec compression externe

Réduit le gonflement, le risque de hernie et favorise la cicatrisation.

9. Amélioration de la posture et de la respiration

Soutient une posture correcte et prévient les complications pulmonaires post-opératoires.

10. Rentable et efficace pour les hôpitaux

Moins d'infections, moins de complications et durée d'hospitalisation réduite – retour sur investissement mesurable.

Spécifications

Marque	Qualiteam
sku	1607317
Nombre de bandes	3
Circonférence	165 - 185 cm
Hauteur de bandage de soutien	40 cm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	XXXL
Type d'emballage	Pièce