

1008580 - 3M™ Comply™ tape de stérilisation - air chaud - 19 mm x 55 m - 1 pc



Déscription

Conçu pour être utilisé en tant que ruban d'emballage, permet d'identifier immédiatement les articles ayant été exposés au traitement par chaleur sèche. Le ruban est stérilisé à la vapeur.

Spécifications

| | |
|---------------------------------|---------|
| Marque | 3M™ |
| sku | 1008580 |
| Produits similaires | Oui |
| Méthode de stérilisation | Vapeur |
| Type d'emballage | Pièce |