

1019153 - Opsite flexigrid - 10 x 12 cm - 1 x 50 pcs



Déscription

Opsite Flexigrid est un film imper-respirant et un adhésif doux facile à appliquer pour maintenir les pansements en place même sur les peaux fragiles. Le matériau est confortable à porter et reste en place même pendant la douche. L'adhésif doux à base de silicone aide à minimiser la douleur lors du retrait. Idéal pour maintenir votre pansement ou masque en place et réduire les frottements pour les personnes à peau fragile.

Spécifications

Marque	Smith & Nephew
Compresse	Non
sku	1019153
Stérile	Oui
Couleur	Transparent
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Taille	10 cm x 12 cm
Type d'emballage	Boîte