

1621916 - Dry Needling Gent - Aiguilles - 0.30 mm x 40 mm - 100 pcs



Déscription

L'aiguille d'acupuncture silicifiée avec prise spirale en cuivre (sans tube) de **Dry Needling Gent** est le choix idéal pour un usage professionnel ou personnel.

Grâce à sa couche de silicone douce, l'aiguille jetable offre une expérience sans douleur, tout en offrant un excellent rapport qualité-prix.

Chaque aiguille est fournie dans un emballage blister individuel avec un dos en papier, facile à ouvrir, garantissant ainsi une hygiène optimale et une utilisation pratique.

Spécifications

Marque	dry_needling
	Non
sku	1621916
Dimensions en mm	0,3 x 40 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte