

1550515 - Thermomètre avec embout flexible - FT 13 - 1 pc



Déscription

Le thermomètre médical est doté d'un embout de mesure extra-flexible. L'alarme de température avec signal sonore à partir de 37,8°C est pratique et facilite l'évaluation des mesures. Affiche les mesures en C° et F°, est résistant à l'eau, ne contient ni mercure ni verre. S'éteint automatiquement et indique quand la mesure est terminée.

Spécifications

Marque	Beurer
Digital	Oui
Infrarouge	Non
Alarme fièvre	Oui
Non contact	Non
Embout souple	Oui
Taxe Bepat	0.06 EUR
Indicateur de piles faibles	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1550515
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de thermomètre	Thermomètre d'aisselle Thermomètre oral Thermomètre rectal
Vitesse de mesure	30 sec