

1577155 - Vacutainer® - Safety-Lok™ - Luer - pour le prélèvement sanguin - 23G - 25 pc



Déscription

Set de prélèvement sanguin stérile à usage unique avec support pré-assemblé. Utilisé pour effectuer une ponction veineuse afin de prélever des échantillons de sang veineux à des fins de diagnostic. Cet ensemble comprend un bouclier de sécurité sur l'aiguille pour réduire le risque de blessures par piqûre d'aiguille. Ces produits sont destinés à être utilisés par des professionnels médicaux. Activation d'une seule main d'un mécanisme de verrouillage irréversible, confirmé par un clic audible.

Spécifications

Marque	BD
Sans latex	Oui
Composition	Sans latex ni DEPH (phtalate de bis-2-éthylhexyle)
sku	1577155
Stérile	Oui
Couleur	Jaune
Dimensions	23G
Méthode de stérilisation	Rayonnement
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte