

## 1577155 - Vacutainer® - Safety-Lok™ - Luer - pour le prélèvement sanguin - 23G - 25 pc



### Déscription

Set de prélèvement sanguin stérile à usage unique avec support pré-assemblé. Utilisé pour effectuer une ponction veineuse afin de prélever des échantillons de sang veineux à des fins de diagnostic. Cet ensemble comprend un bouclier de sécurité sur l'aiguille pour réduire le risque de blessures par piqûre d'aiguille. Ces produits sont destinés à être utilisés par des professionnels médicaux. Activation d'une seule main d'un mécanisme de verrouillage irréversible, confirmé par un clic audible.

## Spécifications

<b>Marque</b>	BD
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Composition</b>	Sans latex ni DEPH (phtalate de bis-2-éthylhexyle)
<b>sku</b>	1577155
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Jaune
<b>Dimensions</b>	23G
<b>Méthode de stérilisation</b>	Rayonnement
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte