

1539445 - MaiMed® lames de rasoir - 2 lames - 100 pcs



Déscription

Rasoir jetable à double lame prêt à l'emploi pour le rasage pour les traitements médicaux. Composée en polystyrène et en acier inoxydable.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Marque | Maimed |
| Stérile | Non |
| Composition | Polystyrène et en acier inoxydable |
| Normes | ISO 13485:2016 |
| sku | 1539445 |
| Couleur | Bleu |
| Lavable/Disposable | Jetable |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Sex | Unisex |
| Type d'emballage | Boîte |