

## 1561389 - Tork Premium gel hydro-alcoolique - S1 - 6 x 1 l



### Déscription

Limitez la propagation des infections avec le gel hydro-alcoolique sans rinçage hautement efficace contenant 80 % d'alcool dénaturé (M/M). Assainit et désinfecte rapidement les mains sans eau. Il est spécialement formulé pour un usage fréquent, prouvé sûr pour la peau et sans résidus collants. Idéal pour le secteur de la santé, répondant même aux exigences des salles de lavage des mains. S'adapte dans les distributeurs pour savon liquide et en spray, qui sont faciles à utiliser et permettent une bonne hygiène des mains pour tous.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Tork
<b>SKU leverancier</b>	420103
<b>Ingrédients</b>	ethanol 80 g/100g, Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl, Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol
<b>sku</b>	1561389
<b>Contenu</b>	1 l
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Forme physique</b>	Gel
<b>Niveau de qualité</b>	Premium
<b>Odeur</b>	Odeur d'alcool
<b>Système</b>	S1 - Système de savon liquide
<b>Type d'emballage</b>	Carton