

1561389 - Tork Premium gel hydro-alcoolique - S1 - 6 x 1 l



Déscription

Limitez la propagation des infections avec le gel hydro-alcoolique sans rinçage hautement efficace contenant 80 % d'alcool dénaturé (M/M). Assainit et désinfecte rapidement les mains sans eau. Il est spécialement formulé pour un usage fréquent, prouvé sûr pour la peau et sans résidus collants. Idéal pour le secteur de la santé, répondant même aux exigences des salles de lavage des mains. S'adapte dans les distributeurs pour savon liquide et en spray, qui sont faciles à utiliser et permettent une bonne hygiène des mains pour tous.



Spécifications

Marque	Tork
SKU leverancier	420103
Ingrédients	ethanol 80 g/100g, Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl, Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol
sku	1561389
Contenu	11
Couleur	Transparent
Forme physique	Gel
Niveau de qualité	Premium
Odeur	Odeur d'alcool
Système	S1 - Système de savon liquide
Type d'emballage	Carton