

1532400 - Etui porte-ampoules - 60 ampoules - 20 x 16 x 4 cm - cuir de buffle - brun - 1 pc



Déscription

Etui en cuir marron pouvant contenir 60 ampoules.

Spécifications

Dimensions du produit	L 16 cm, H 4 cm, L 20 cm
Bandoulière réglable	Non
sku	1532400
Catégorie	Etui à ampoules
Couleur	Brun
Matériau	Cuir de buffle
Nombre de poches avant	0
Nombre de poches latérales	0
Nombre de poignées	0
Type d'emballage	Pièce