

## STR2570008 - DT80-DT100 electrode 1,10 m - 1 pc



### Déscription

Electrode avec cable de 1m de longueur. Disponible par pièce.

*Attention:* Codage colour à appliquer par l'utilisateur. Autocollants de couleur pour codage visuel disponible sous la référence STR2570012.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Strässle
<b>Normes</b>	EN ISO 14971 EN 980 EN ISO 1041 EN ISO 13485:2016
<b>sku</b>	STR2570008
<b>EKG catégorie</b>	Electrodes & accessoires ECG
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce