

1619614 - Theraflex™ putty Anti-Microbial - 113 gr - soft - jaune



Déscription

La Theraflex™ Putty peut être utilisée à la fois pour la rééducation et pour soulager le stress.

Elle est inodore, ne tache pas et ne laisse aucun résidu sur la main du patient.

De plus, la Theraflex™ Putty est non toxique, sans graisse, hypoallergénique et contient des agents antimicrobiens, ce qui en fait un produit très hygiénique et sûr à utiliser.

Elle est fournie dans la couleur/résistance sélectionnée, préemballée dans un contenant de 113 g.

Spécifications

Marque	MVS
Poids du produit	0.113 kg
sku	1619614
Couleur	Jaune
Type d'emballage	Pièce