

1559914 - HK 37 coussin chauffant pour le cou - 1 pc



Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 29 cm, L 35 cm
Puissance	3.6 W
Lavable en machine	Oui
Respirant	Oui
Chauffage rapide	Non
Housse incluse	Non
Housse lavable en machine	Non
Système de sécurité	Oui
Niveaux de température	3
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1559914
Code CNK	CNK 4691-861
Produits similaires	Non
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce