

1601428 - BSN lightplast pro - 5 cm x 4,5 m - 24 pcs



Déscription

Le bandage élastique adhésif **Lightplast® Pro** de BSN offre un soutien polyvalent pour l'enveloppement et le maintien des chevilles, genoux, poignets et mains. Grâce à son support unique en tissu, composé d'un mélange de coton et de spandex, il s'adapte parfaitement aux mouvements du corps, assurant ainsi une protection confortable et flexible.

Avantages :

- Facile à dérouler et à déchirer à la main, ce qui permet un enroulement rapide et efficace.
- L'adhésif en caoutchouc résistant à l'humidité garantit un maintien solide, même en cas de transpiration ou de pluie.
- Respirant, il réduit le risque d'irritation ou de macération de la peau.

Le Lightplast® Pro est idéal pour le traitement des entorses et des foulures, mais également pour un usage préventif afin de prévenir les blessures sportives.

Spécifications

Marque	BSN
sku	1601428
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	5 cm x 4,5 m
Type d'emballage	Boîte