

## 1601428 - BSN lightplast pro - 5 cm x 4,5 m - 24 pcs



## **Déscription**

Le bandage élastique adhésif **Lightplast® Pro** de BSN offre un soutien polyvalent pour l'enveloppement et le maintien des chevilles, genoux, poignets et mains. Grâce à son support unique en tissu, composé d'un mélange de coton et de spandex, il s'adapte parfaitement aux mouvements du corps, assurant ainsi une protection confortable et flexible.

## Avantages:

- Facile à dérouler et à déchirer à la main, ce qui permet un enroulement rapide et efficace.
- L'adhésif en caoutchouc résistant à l'humidité garantit un maintien solide, même en cas de transpiration ou de pluie.
- Respirant, il réduit le risque d'irritation ou de macération de la peau.

Le Lightplast® Pro est idéal pour le traitement des entorses et des foulures, mais également pour un usage préventif afin de prévenir les blessures sportives.



## **Spécifications**

Marque	BSN
sku	1601428
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	5 cm x 4,5 m
Type d'emballage	Boîte