

1102441 - DERMABOND® mini - colle de suture - 0,36 ml - 1 x 12 pcs



Déscription

DERMABOND® est une colle cutanée liquide et stérile avec un temps de prise de 1 minute qui est aussi forte qu'une suture 5/0. Facile à appliquer et doser et donne des résultats esthétiques excellents. Conserver à température ambiante. Ne nécessite aucun anesthésiant et est donc très agréable, surtout pour les enfants! S'élimine en 510 jours.

Spécifications

Marque	Ethicon
SKU leverancier	AHVM12
Stérile	Non
sku	1102441
Produits similaires	Oui
Couleur	Transparent
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte