

## 1102441 - DERMABOND® mini - colle de suture - 0,36 ml - 1 x 12 pcs



### Déscription

DERMABOND® est une colle cutanée liquide et stérile avec un temps de prise de 1 minute qui est aussi forte qu'une suture 5/0. Facile à appliquer et doser et donne des résultats esthétiques excellents. Conserver à température ambiante. Ne nécessite aucun anesthésiant et est donc très agréable, surtout pour les enfants! S'élimine en 510 jours.

### Spécifications

Marque	Ethicon
SKU leverancier	AHVM12
Stérile	Non
sku	1102441
Couleur	Transparent
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte