

1539129 - Couverture de soins - stretch éponge - avec manches courtes - 1 pc



Déscription

Une couverture de soins, une couverture de fixation ou une couverture triple est un drap-housse avec un haut de pyjama incorporé.

Une couverture de soins ou couverture de fixation est la solution idéale pour immobiliser humainement les personnes agitées ou agitées sans l'utilisation de ceintures ou de ceintures, tout en leur offrant toujours autant de liberté de mouvement et de protection que possible. De cette façon, il peut toujours changer de position, mais il ne sera pas exposé, ne tombera pas du lit ou ne déchirera pas le matériel d'incontinence.) Il comporte un rabat supérieur et inférieur qui s'enroule autour du matelas pour empêcher le patient de sortir du lit.

Grâce au large rabat en bas, au matériau extensible et à l'élastique solide, la couverture peut également être utilisée pour des lits de hauteurs légèrement différentes.

La personne est allongée directement sur le lit, sous la couverture d'allaitement. A partir des hanches, la couverture d'allaitement se transforme en pyjama.

La fermeture à glissière s'étend du menton au pied du lit afin que le patient ne puisse pas sortir de la couverture d'allaitement. En option, une ouverture à glissière de 10 cm peut être prévue sur le côté pour tous les tubes. Lavable à 40°, maximum 60°.

Spécifications

Marque	Fico
Dimensions du produit	L 90 cm, L 200 cm
Composition	Polyester/coton 280g/m ²
Normes	BS EN 1021-1-2; 410 N
sku	1539129
Manches	Sans manches
Type d'emballage	Pièce