

1571830 - Mediset godet 250 ml - stéril - transparent - gradué - 48 pcs



Déscription

Convient pour tous les types de liquides nécessaires au traitement (peut également être utilisé pour les médicaments sous forme solide ou pour les instruments médicaux).

Bols : adaptés à toutes sortes de liquides nécessaires au traitement (peuvent également être utilisés pour les médicaments sous forme solide ou pour les instruments médicaux). Et pour recueillir les déchets, les instruments, les liquides pendant une procédure médicale.

Plateaux : pour recueillir les liquides ou les instruments médicaux avant ou après utilisation.

Spécifications

Marque	Hartmann
Contenu des sets stériles	Cupule transparent gradué 250 ml
Composition	Polypropylène transparent
Blister	n/a
Type d'emballage	Boîte