

1600636 - Heka set de pansements stériles - 100 pcs



Déscription

Le set de pansements Heka est emballé individuellement de manière stérile et contient :

- 1 x pince à épiler 12,5 cm polyéthylène BG70, 30% fibre de verre
- 1 x champ stérile 2 plis, 38 x 46 cm en tissu polyéthylène 40g/m² (polyéthylène 17g/m² + papier de soie 23g/m²).
- 5 x compresses de gaze 17 plis, 20 x 20 cm, diamètre 30 mm en 100% coton absorbant

Spécifications

Marque	heka
Contenu des sets stériles	1 x pince 12,5 cm, 1 x champ stérile 2 couches 38 x 46 cm, 5 x tampons de gaze, 17 fils, 20 x 20 cm
sku	1600636
Blister	3 pièces
Type d'emballage	Boîte