

## 1623449 - SportsArt Essentials Vélo couché Line Eco-Natural C565R - auto-alimenté - écran LED



### Déscription

Le **SportsArt C565R Vélo Allongé** est un **vélo allongé autoalimenté** de haute qualité qui combine un confort optimal avec d'excellentes performances. Grâce à la **résistance magnétique**, le C565R offre un **entraînement fluide et silencieux**, idéal pour les clubs de fitness, les centres de rééducation et les utilisateurs à domicile recherchant une solution cardio fiable.

L'**entrée basse unique** rend l'appareil particulièrement accessible à tous les utilisateurs, y compris les personnes âgées et celles à mobilité réduite. Avec **15 niveaux de résistance** et un contrôle électronique de la résistance, chaque entraînement peut être facilement ajusté, de la rééducation légère au cardio intensif.

Le **réglage horizontal et vertical de la selle** garantit une posture parfaite, même pendant le pédalage. De grandes pédales avec sangles réglables complètent le C565R pour une utilisation confortable.

#### Caractéristiques principales du SportsArt C565R :

- **Technologie autoalimentée** : pas besoin de branchement électrique, économe en énergie et flexible
- **Résistance magnétique** : 15 niveaux, silencieuse et fluide pour tous les utilisateurs
- **Design entrée basse** : entrée facile et sûre pour tous âges et niveaux
- **Confort d'assise** : réglable horizontalement et verticalement pour une ergonomie optimale
- **Pédales surdimensionnées** : avec sangles réglables pour un ajustement parfait
- **Commande pratique** : réglage facile de la selle pendant l'exercice
- **Programmes prédéfinis & affichage des données** : maintiennent l'utilisateur motivé et informé

#### Spécifications techniques :

- **Poids de l'unité** : 71 kg
- **Dimensions (L x l x H)** : 167,1 x 65 x 126,8 cm

- **Poids utilisateur maximal** : 181,4 kg
- **Niveaux de résistance** : 15

Le **vélo allongé SportsArt C565R** convient pour :

- **Centres de fitness et salles de sport** – solution cardio fiable et peu exigeante en maintenance
- **Rééducation et physiothérapie** – faible impact, sûr et accessible
- **Seniors et usage domestique** – entrée facile, entraînement confortable et silencieux

## Spécifications

<b>Marque</b>	SportsArt
<b>sku</b>	1623449
<b>Type d'emballage</b>	Pièce