

1559047 - Renol coussin triangle - coton - h 28 cm x l 60 cm x l 30 cm - 1 pc



Spécifications

Marque	Renol
Dimensions du produit	L 60 cm, H 28 cm, L 30 cm
SKU leverancier	RCM18033
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1559047
Couleur housse	Bleu
Lavable	n/a
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	Coton
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce