

**1543951 - Renol coussin demi-lune avec sangle nylon et boucle
(pour fauteuil roulant) - 22 cm x l 115 cm - 1 pc**



Déscription

Ce coussin en forme de demi-lune peut être attaché devant le torse à l'aide de sa ceinture fixe, lorsque l'on est assis sur une chaise ou dans un fauteuil roulant. Il offre ainsi un soutien en douceur aux avant-bras.

Spécifications

Marque	Renol
Dimensions du produit	L 115 cm
SKU leverancier	RCM35209
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Composition	PU
sku	1543951
Couleur housse	Bleu
Lavable	n/a
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	PU
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce