

## 1622528 - Ballon de ventilation nouveau-nés/bébés – PVC – usage unique – 280 ml – set avec masques tailles 0/1 + ballon réservoir O<sub>2</sub> 600 ml



### Déscription

#### Ballon de réanimation Dahlhausen à usage unique – complet avec masque et valve de surpression (nouveaux-nés/bébés)

Le **ballon de réanimation Dahlhausen (bag valve mask)** pour nouveaux-nés et bébés est spécialement conçu pour un usage unique. Grâce à sa valve de surpression intégrée, il permet une ventilation sécurisée et contrôlée, adaptée aux besoins des tout-petits. L'ensemble est livré complet dans une trousse zippée pratique et réutilisable – idéal pour les services de néonatalogie, les soins postnataux, les urgences et autres situations médicales critiques.

#### Contenu du set (nouveaux-nés/bébés) :

- 1 masque taille 0
- 1 masque taille 1
- 1 réservoir d'oxygène
- 1 tube de raccordement à l'oxygène (200 cm)
- 1 ballon de réanimation manuel (ballon auto-remplisseur)

Le **set de ventilation Dahlhausen pour bébés** garantit qualité, hygiène et facilité d'utilisation, pour une assistance respiratoire fiable et rapide en toutes circonstances.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Dahlhausen
<b>sku</b>	1622528
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Réservoir d'oxygène</b>	600 ml
<b>Volume ballon</b>	280 ml
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce