

1622528 - Ballon de ventilation nouveau-nés/bébés – PVC – usage unique – 280 ml – set avec masques tailles 0/1 + ballon réservoir O? 600 ml



Déscription

Ballon de réanimation Dahlhausen à usage unique – complet avec masque et valve de surpression (nouveaux-nés/bébés)

Le **ballon de réanimation Dahlhausen (bag valve mask)** pour nouveaux-nés et bébés est spécialement conçu pour un usage unique. Grâce à sa valve de surpression intégrée, il permet une ventilation sécurisée et contrôlée, adaptée aux besoins des tout-petits. L'ensemble est livré complet dans une trousse zippée pratique et réutilisable – idéal pour les services de néonatalogie, les soins postnataux, les urgences et autres situations médicales critiques.

Contenu du set (nouveaux-nés/bébés) :

- 1 masque taille 0
- 1 masque taille 1
- 1 réservoir d'oxygène
- 1 tube de raccordement à l'oxygène (200 cm)
- 1 ballon de réanimation manuel (ballon auto-remplisseur)

Le **set de ventilation Dahlhausen pour bébés** garantit qualité, hygiène et facilité d'utilisation, pour une assistance respiratoire fiable et rapide en toutes circonstances.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
sku	1622528
Réservoir d'oxygène	600 ml
Volume ballon	280 ml
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Pièce