

**1559967 - Sonde gastrique - PVC - 80 cm - Ch 10 - stérile - 1 x 50
pcs**



Déscription

La sonde gastrique Dahlhausen se compose de matériau médical aux propriétés thermoplastiques, est fermée à son extrémité distale, présente deux yeux latéraux et un embout en entonnoir à code couleur.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Stérile	Oui
Composition	PVC
Longueur de la sonde	80 cm
Sans latex	Oui
sku	1559967
Diamètre sonde	Ch 10
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Sex	Unisex
Type d'emballage	Boîte