

1551588 - Acti-Lance Lite - 28 G x 1,5 mm - 10 x 200 pcs



Déscription

Acti-Lance Lite assure de petits prélèvements sanguins, principalement pour la surveillance de la glycémie. L'aiguille 28G (seulement 0,36 mm de diamètre) garantit une incision avec une douleur minimale ou nulle et une guérison très rapide. Acti-Lance Lite permet d'éviter les effets secondaires des prélèvements sanguins capillaires tels que la formation de callosités, les ecchymoses ou les douleurs post-test. Acti-Lance Lite est idéal pour la surveillance de la glycémie et est spécialement recommandé pour tous les patients à la peau sensible, y compris les enfants. Acti-Lance Lite est également recommandé pour une utilisation avec les glucomètres modernes où l'échantillon de sang requis est plus petit.

Spécifications

Marque	HTL
Longueur de l'aiguille	1.5 mm
sku	1551588
Catégorie de glucomètre	Systèmes et lancettes
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Taille	28 G x 1,5 mm
Type d'emballage	Boîte
Type de lancette	Lancette de sécurité