

1543674 - Gobelet - couvercle 12 mm - rouge - 250 ml - 1 pc



Déscription

Ce gobelet est lavable au lave-vaisselle jusqu'à 65 °C et autoclavable jusqu'à 130 °C.

Spécifications

Marque	Dr. Junghans
Composition	Polypropylène
Couverture	Oui
Anse	Oui
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Non
sku	1543674
Contenu	250 ml
Couleur	Rouge
Type d'emballage	Pièce