

1601715 - Keiser Air300 Leg Curl Pro



Déscription

Le Air300 Leg Curl Pro permet un entraînement en position couchée pour une meilleure isolation des muscles utilisés. L'appareil a une résistance maximale élevée et l'option de mouvement unilatéral aide à corriger les déséquilibres dans la force musculaire des deux jambes. Le Air300 Leg Curl Pro est un choix parfait pour les applications sportives spécifiques ou les applications où l'isolation des ischio-jambiers est souhaitée.

Le meilleur appareil d'entraînement pour les charges excentriques

Entraînement unilatéral ou bilatéral des jambes

Large gamme de résistance pour un entraînement fonctionnel intensif

Keiser dynamic variable resistance

écran montre la résistance et les répétitions

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	H 83.8 cm
SKU leverancier	001232BP
Résistance	5-109 kg
sku	1601715
Couleur	Rouge
Type d'emballage	Pièce